

Кроличья Поликлональная Антитело К Фосфо-В-Катенину (S33/S37/T41) Для IHC-P, Elisa - P35222

Артикул: CM0001129



введение

Кроличья поликлональное антитело, направленное против фосфорилированного β -катенина в позициях S33, S37 и T41, для IHC-P и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сигнального пути Wnt и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho- β -Catenin-S33/S37/T41 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	EVR7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-S33/S37/T41
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1499
GeneID	1499
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифические антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35222
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	В ледяном пакете