

Кроличий Поликлональный Антитело К Фосфо-В-Катенину-S675 Для Wb, If-P, Elisa - P35222

Артикул: CM0001612



введение

Кроличий поликлональный антитело для выявления фосфо-β-катенина (S675) для WB, IF-P, ELISA. Перекрестно реагирует с образцами человека, мыши, крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути Wnt и клеточной адгезии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Phospho-β-Catenin-S675 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho-β-Catenin-S675
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1499
GeneID	1499
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в области S675 человеческого бета-катенина (NP_001091679.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P35222
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом