

Фосфо-В-Катенин-Y333 Кроличья Раb Для Вестерн-Блоттинга - P35222

Артикул: CM0000528



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к фосфорилированному β -Катенину (Tyr333), валидировано для Вестерн-блоттинга на образцах человека. Идеально для исследований сигнального пути Wnt и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо- β -Катенин-Y333 Кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Phospho- β -Catenin-Y333
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1499
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P35222
Молекулярная масса белка	85 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом