

Фосфо-Vasp-S157 Кроличье Mab Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P50552

Артикул: CM0000950



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против фосфо-VASP (Ser157). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения динамики актина, клеточной миграции и активации тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-VASP-S157 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	VASP; Фосфо-VASP-S157
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7408
GeneID	7408
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S157 человеческого VASP (NP_003361.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P50552
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом