

Кроличье Моноклональное Антитело К Фосфо-Vasp-S239 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - P50552

Артикул: CM0001906



введение

Кроличье моноклональное антитело к фосфо-VASP-S239, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Распознает человеческий VASP, фосфорилированный по серину 239. Идеально для исследований динамики цитоскелета, активации тромбоцитов и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Наименование продукта	Кроличье моноклональное антитело к фосфо-VASP-S239 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	VASP; вазодилататор-стимулируемый фосфопротеин; Фосфо-VASP-S239
Вид	Человек
GeneID	7408
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S239 человеческого VASP (NP_003361.1).)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P50552
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом