


Фосфо-Vav1-Y174 Кроличья Раb Для Wb - P15498

Артикул: CM0001407



введение

Фосфоспецифическое поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого VAV1 по тирозину 174 (Y174). Идеально подходит для WB в образцах человека и крысы для изучения функции белка Vav в гемопозитической сигнализации и дифференцировке клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-VAV1-Y174 Кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	VAV; Фосфо-VAV1-Y174
Вид	Человек
ID гена	7409
Иммуноген	Синтетический пептид: фосфоспецифический пептид, соответствующий остаткам, окружающим Y174 человеческого VAV1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P15498
Молекулярный вес белка	98кДа
Доставка	Сумка со льдом