


Фосфо-Виментин-S39 Кроличья Раb Для Wb, Ihc-P, Elisa - P08670

Артикул: CM0001253



введение

Фосфо-Виментин-S39 поликлональные кроличьи антитела для применений WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают человеческий, мышиный и крысиный виментин, фосфорилированный по Ser39. Идеальны для исследований миграции клеток и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Виментин-S39 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	CTRCT30; HEL113; Виментин; VIM; vimentin; Фосфо-Виментин-S39
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7431
GeneID	7431
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе S39 человеческого VIM (NP_003371.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P08670
Молекулярный вес белка	54 кДа
Доставка	Сумка со льдом