


Фосфо-Виментин-S56 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вб, Ифа — P08670

Артикул: CM0000601



введение

Фосфо-Виментин-S56 кроличья pAb выявляет фосфорилированный по серину 56 виментин в образцах человека и крысы методами вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения динамики промежуточных филаментов, клеточной миграции и ЭМП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-Виментин-S56 кроличья pAb
Примечания/Альтернативные названия	CTRCT30; HEL113; Vimentin; VIM; виментин; Phospho-Vimentin-S56
Вид	Человек
ID гена	7431
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический фосфорилированный пептид, соответствующий области S56 виментина человека (NP_003371.2)
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P08670
Молекулярная масса белка	54 кДа
Доставка	Холодовый пакет