


Фосфо-Yap1-S127, Кроличье Моноклональное Антитело - P46937

Артикул: CM0001223



введение

Фосфо-специфичное кроличье моноклональное антитело к YAP1-S127, валидированное для ВБ, ИГК-П, ИФА. Перекрестно реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования пути Hippo, контроля размера органов и подавления опухолей. Примерная масса белка 54 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-YAP1-S127, кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; phospho-YAP1-S127
Вид	Человек
GeneID (человек)	10413
GeneID	10413
Иммуноген	Синтетический пептид: синтезированный пептид, соответствующий фрагменту человеческого YAP1
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46937
Масса белка	54 кДа
Доставка	Холодильный пакет