


Фосфо-Yap1 (S397) Кроличье Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - P46937

Артикул: CM0001944



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфичное к YAP1, фосфорилированному по Ser397. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии, ИФА с реактивностью к белкам человека, мыши, крысы. Ключевой инструмент для исследования пути Hippo и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-YAP1-S397 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; фосфо-YAP1-S397
Вид	Человек
GeneID (человек)	10413
GeneID	10413
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид вокруг S397 белка YAP1 человека (NP_001123617.1)
Источник	Кролик
Категория	Фосфоспецифичные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P46937
Молекулярная масса белка	54 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом