

Фосфо-Специфические Кроличьи Моноклональные Антитела К Ywhaz (Ser58)/Ywhah (Ser59)/Ywhag (Ser59)/Ywhab (Ser60) Для Вб, Ифа - P63104 / Q04917 / P61981 / P31946

Артикул: CM0001935



введение

Фосфо-специфические кроличьи моноклональные антитела, направленные против изоформ 14-3-3 зета (Ser58), эта (Ser59), гамма (Ser59) и бета (Ser60). Валидированы для ВБ и ИФА, реагируют с белками человека и мыши. Идеально подходят для изучения сигнального пути 14-3-3 и событий фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Фосфо-YWHAZ -Ser58+YWHAN -Ser59+YWHAG-Ser59+YWHAB -Ser60, кроличьи моноклональные антитела
Примечания/синонимы	HEL4; YWHAD; KCIP-1; HEL-S-3; POPCHAS; HEL-S-93; 14-3-3-zeta; YWHA1; 14-3-3GAMMA; DEE56; EIEE56; PPP1R170; GW128; HEL-S-1; HS1; KCIP-1; YWHAА
Вид	Человек
ID гена (человек)	7534/7533/7532/7529
ID гена	7534/7533/7532/7529
Иммуноген	Синтетический фосфо-специфический пептид, соответствующий участку вокруг остатков Ser58&Ser59&Ser59&Ser60 человеческого YWHAZ/YWHAN/YWHAG/YWHAB
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P63104/Q04917/P61981/P31946
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодовой пакет