


Phospho-Zap70-Y493 Rabbit Mab - P43403

Артикул: CM0001386



введение

Фосфо-ZAP70 (Tyr493) кроличий моноклональный антитело, валидированный для ИФ/ICC и ИФА. Взаимодействует с человеческим ZAP70, ключевой тирозинкиназой в сигнальном пути Т-клеточного рецептора и адаптивном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Phospho-ZAP70-Y493 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	ZAP70; ADMIO2; IMD48; SRK; STCD; STD; TZK; ZAP-70; тирозин-протеинкиназа ZAP-70; Phospho-ZAP70-Y493
Вид	Человек
ID гена	7535
Иммуноген	Синтетический фосфорилированный пептид в районе Y493 человеческого ZAP70
Источник	Кролик
Категория	Фосфорилированные антитела
Применение	ИФ/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43403
Молекулярный вес белка	70кДа
Доставка	Сумка со льдом