

Phyhd1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, If/Icc, Elisa — Q5Sre7

Артикул: CM0026530



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому PHYHD1 — 2-оксоглутарат-зависимой диоксигеназе. Подходит для применения в WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Поставляется в хладагенте.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PHYHD1 кроличья pAb
Примечания/алиасы	PHYHD1
Вид происхождения антигена	Человек
ID гена (человек)	254295
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-291 человеческого PHYHD1 (NP_001094346.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q5SRE7
Молекулярная масса белка	32 кДа
Условия поставки	В хладагенте