

PI3-Киназа P85 Альфа, Кроличьи Поликлональные Антитела - P27986

Артикул: CM0017124



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика, нацеленные на человеческую PI3-киназу p85 альфа (PIK3R1), для WB, ИHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Подходят для исследований сигнального пути PI3K и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PI3-киназа p85 альфа, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/синонимы	p85; AGM7; GRB1; IMD36; p85alpha; p85-ALPHA; PI3 Kinase p85 alpha
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5295
Идентификатор гена	5295
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-380 человеческой PI3-киназы p85 альфа (NP_852664.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P27986
Молекулярная масса белка	84 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом