


Кроличье Поликлональное Антитело К Pias1 Для If/Icc И Elisa - O75925

Артикул: CM0028586



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на E3 SUMO-протеинлигазу человека PIAS1, валидировано для IF/ICC и ELISA. Идеально для изучения SUMOилирования и путей транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIAS1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8554
GeneID	8554
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 422-651 белка PIAS1 человека (NP_057250.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75925
Молекулярная масса белка	72 кДа
Доставка	В сумке со льдом