


## Поликлональное Антитело Кролика К Pias1 Для Wb И Elisa - 075925

Артикул: CM0013062



### введение

Поликлональное антитело кролика к PIAS1, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на E3 SUMO-протеинлигазу PIAS1 (O75925), ключевой транскрипционный корегулятор в сигнальных путях STAT, p53 и стероидных гормонов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                          |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PIAS1 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Примечания/синонимы       | GBP; ZMIZ3; DDXBP1; GU/RH-II; PIAS1                                                                                               |
| Вид                       | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (человек)          | 8554                                                                                                                              |
| GeneID                    | 8554                                                                                                                              |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого PIAS1 (NP_057250.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                              |
| SWISS                     | O75925                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка  | 72 кДа                                                                                                                            |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                    |