

Кроличье Моноклональное Антитело К Pias2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O75928

Артикул: CM0004247



введение

Кроличье моноклональное антитело к PIAS2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с белком человека, мыши, крысы; нацелено на E3 SUMO-протеинлигазу PIAS2, участвующую в транскрипционной регуляции. Идеально для изучения сигнальных путей STAT, p53 и стероидных гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье монокл. антитело к PIAS2
Примечания/Альтернативные названия	DIP; MIZ1; SIZ2; ARIP3; PIASX; ZMIZ4; PIAS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	9063
GeneID	9063
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 белка PIAS2 человека (NP_004662.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O75928
Молекулярная масса белка	45 кДа/63 кДа/68 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом