

PIAS3 Кроличьи Раb Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6X2

Артикул: CM0030940



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого PIAS3, подходят для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживает эндогенный PIAS3 в образцах человека, мыши и крысы. E3 SUMO-лигаза, участвующая в регуляции транскрипции и раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIAS3 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	ZMIZ5; PIAS3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10401
GeneID	10401
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 452-628 человеческого PIAS3 (NP_006090.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y6X2
Молекулярная масса белка	68 кДа
Доставка	В пакете со льдом