

Кроличья Поликлональная Антитело К Pigr Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Икц, Игх-П, Ифа - O70570

Артикул: CM0030305



введение

Кроличья pAb к PIGR, валидированная для WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Обнаруживает полимерный иммуноглобулиновый рецептор мыши/крысы, участвующий в трансклеточном транспорте и слизистом иммунитете, ~83 кДа. Идеально подходит для исследований иммунодетекции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIGR Rabbit pAb
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	5284
GeneID	18703
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-645 мышиного PIGR (NP_035212.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O70570
Молекулярный вес белка	83 кДа
Доставка	В ледяном пакете