

Кроличыи Поликлональные Антитела К Pik3Cg Для Wb, Elisa - P48736

Артикул: CM0015395



введение

Кроличыи поликлональные антитела к белку PIK3CG (p110γ) человека для вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают каталитическую субъединицу PI3Kγ массой 126 кДа, участвующую в передаче сигналов GPCR и миграции иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIK3CG кроличыи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	PI3K, PIK3, IMD97, PI3CG, PI3Kgamma, p110gamma, p120-PI3K
Вид	Человек
ID гена	5294
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-310 PIK3CG человека (NP_002640.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P48736
Молекулярная масса	126 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом