

Кроличий Моноклональный Антитело Против Pin4 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y237

Артикул: CM0002175



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PIN4, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает эндогенный уровень PIN4 у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биологии ядрышка и хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIN4 кроличье мАт
Примечания/Псевдоним	EPVH; PAR14; PAR17; hEPVH; hPar14; hPar17; PIN4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5303
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 52-131 человеческого PIN4 (Q9Y237).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y237
Молекулярный вес белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодозащитный элемент