

Кроличье Поликлональное Антитело К PIP5K1A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q99755

Артикул: CM0025349

введение

Данное кроличье поликлональное антитело к PIP5K1A детектирует человеческий и мышинный белок PIP5K1A (63 кДа) в методах Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. PIP5K1A — это липидкиназа, продуцирующая PIP2, которая регулирует передачу сигналов, динамику актина и миграцию клеток. Идеально подходит для исследований клеточной сигнализации и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к PIP5K1A (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	PIP5K1A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8394
ID гена	8394
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 231-500 человеческого PIP5K1A (NP_001129109.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS-PROT	Q99755
Молекулярная масса белка	63 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом