

Piwil2 Rabbit Pab - Piwil2

Артикул: CM0030004

введение

PIWIL2 Rabbit pAb — это поликлональное антитело кролика, полученное с использованием рекомбинантного белка слияния мыши PIWIL2. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); обнаруживает белок PIWIL2 мыши и крысы, что делает его идеальным для исследований IVD и разработки анализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIWIL2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	mili; Piwil1i; PIWIL2
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	55124
ID гена (Мышь)	57746
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 398-652 мыши PIWIL2 (Q8CDG1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
Молекулярный вес белка	105 кДа/109 кДа
Доставка	Сумка со льдом