

Кроличье Моноклональное Антитело К Piwil4 Для Вб, Иф/Ихк, Ифа - Q7Z3Z4

Артикул: CM0005630

введение

Кроличье моноклональное антитело к PIWIL4 (HIWI2, MIWI2) валидировано для применения в ВБ, ИФ/ИХК, ИФА с реактивностью к человеку, мыши и крысе. Нацелено на PIWIL4 с молекулярной массой 97 кДа, участвующего в сайленсинге транспозонов, опосредованном рiРНК. Идеально подходит для исследований зародышевой линии и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PIWIL4
Примечания/Синонимы	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	143689
GeneID	143689
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 272-383 белка PIWIL4 человека (NP_689644.2))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z3Z4
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Холодовый пакет