

Поликлональные Антитела Кролика Против Piwil4 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q7Z3Z4

Артикул: CM0018573

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого PIWIL4 (HIWI2/MIWI2). Подходят для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Обнаруживают белок пути piRNA, участвующий в сайленсинге транспозонов и сперматогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PIWIL4 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HIWI2; MIWI2; PIWIL4
Вид	Человек
GeneID (Человек)	143689
GeneID	143689
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 260-460 человеческого PIWIL4 (NP_689644.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z3Z4
Молекулярный вес белка	97кДа
Доставка	Сумка со льдом