

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Pkc-Beta Для Wb, If/Icc, Elisa - P05771

Артикул: CM0029916



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого PKC-beta (PRKCB), для применения в WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для изучения сигналинга В-клеточного рецептора, апоптоза и инсулинового сигналинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKC-beta кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	PKCB; PRKCB1; PRKCB2; PKCI(2); PKCbeta; PKC-beta
Вид	Человек
ID гена	5579
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-340 человеческого PKC-beta (NP_002729.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P05771
Молекулярный вес белка	77кДа
Доставка	Сумка со льдом