


Кроличыи Поликлональные Антитела К Pkc Delta Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q05655

Артикул: CM0013187



введение

Кроличыи поликлональные антитела к РКС delta (nPKC-delta, Q05655), валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований апоптоза, онкологических заболеваний и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKC delta кроличья pAb
Примечания/Алиасы	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; PKC delta
Вид	Человек
ID гена (человек)	5580
ID гена	5580
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-160 человеческого PKC delta (NP_006245.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05655
Молекулярная масса белка	78 кДа
Доставка	Холодильный пакет