


Поликлональное Антитело Кролика К Pklr Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P30613

Артикул: CM0016282



введение

Поликлональное антитело кролика к PKLR, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознаёт PKLR человека, мыши и крысы. Подходит для исследований гликолиза и ракового метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PKLR Rabbit pAb
Примечания/синонимы	PK1; PKL; RPK; PKRL; PKLR
Вид	Человек
GeneID (человек)	5313
GeneID	5313
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 446-556 человеческого PKLR (NP_000289.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P30613
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	Пакет со льдом