


Специфичное К Pkm1 Кроличье Моноклональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Elisa - P14618

Артикул: CM0002518



введение

Специфичное к PKM1 кроличье моноклональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA. Нацелено на взрослый изоформу пируваткиназы, участвующей в гликолизе. Реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований метаболизма и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Специфичное к PKM1 кроличье моноклональное антитело (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTNBP; TNBP1; HEL-S-30; PKM1-specific
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5315
GeneID	5315
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 белка PKM1 человека (NP_001193728.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14618
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом