


Специфичное Кроличье Поликлональное Антитело К Pkm1 Для Вестерн1-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - P14618

Артикул: CM0022070



введение

Кроличье поликлональное антитело, специфично распознающее человеческий PKM1 (изоформу пируваткиназы M1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения гликолиза и энергетического метаболизма в тканях взрослого организма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Специфичное кроличье поликлональное антитело к PKM1
Примечания/Альтернативные названия	PK3; TCB; p58; OIP3; PKM2; CTNBP; TNBP1; HEL-S-30; Специфичное к PKM1
Вид	Человек
GeneID	5315
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 350-450 человеческого PKM1 (NP_001193728.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14618
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом