


Plod3 Rabbit Mab - O60568

Артикул: CM0002894



введение

Высокоспецифичное моноклональное антитело кролика, направленное против человеческого PLOD3/LH3, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC-P) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения гидроксирования лизина коллагена, гликозилирования и биологии базальной мембраны.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PLOD3 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	LH3; PLOD3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8985
ID гена	8985
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-306 человеческого PLOD3 (NP_001075.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60568
Молекулярный вес белка	85кДа
Доставка	Сумка со льдом