

Кроличье Поликлональное Антитело К Мотиву PlxIS

Артикул: CM0020705

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на мотив plxIS, полученное из синтетического пептида. Валидировано для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с человеческими белками. Идеально подходит для исследований белков, содержащих мотив plxIS.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к мотиву plxIS
Иммуноген	Синтезированный пептид, соответствующий мотиву plxIS
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	С ледяным пакетом