

Поликлональные Кроличьи Антитела К Pmpcb Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - O75439

Артикул: CM0026606

введение

Поликлональные кроличьи антитела против бета-субъединицы митохондриальной пептидазы (PMPCB) для применения в методах вестерн-блоттинга и ИФА. Распознают PMPCB человека, мыши и крысы; подходят для исследований импорта и процессинга митохондриальных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PMPCB кроличьи pAb
Примечания/Псевдонимы	MAS1, MPPB, P-52, MPP11, MPPP52, Beta-MPP, PMPCB
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9512
ID гена	9512
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-380 человеческого PMPCB (NP_004270.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O75439
Молекулярный вес белка	54кДа
Доставка	Сумка со льдом