


Кроличье Моноклональное Антитело К Pms2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P54278

Артикул: CM0010028



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок PMS2, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Необходимо для исследований репарации ошибочно спаренных оснований ДНК и синдрома Линча. Детектирует полосу около 96 кДа (UniProt P54278).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PMS2
Примечания/Альтернативные названия	MLH4, PMS-2, PMSL2, HNPCC4, LYNCH4, MMRC4, PMS2CL, PMS2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5395
GeneID	5395
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого белка PMS2 (P54278)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P54278
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом