


Pnmt Кроличий Pab - P11086

Артикул: CM0030876



введение

PNMT кроличье поликлональное антитело для применения в вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Детектирует человеческий и мышиный фенилэтанол-амин-N-метилтрансферазу (31 кДа), ключевой фермент в биосинтезе катехоламинов. Подходит для исследований in vitro (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PNMT Кроличий pAb
Примечания/Альтернативные названия	PENT, PNMTase, PNMT
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5409
GeneID	5409
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-282 человеческой PNMT (NP_002677.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P11086
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	В пакете со льдом