

Кроличыи Поликлональные Антитела К Pnpla3 (Адипонутрин, Ipla2-Эпсилон) Для Вестерн-Блота И Ифа - Q9Nst1

Артикул: CM0027850

введение

Кроличыи поликлональные антитела к человеческому PNPLA3 (адипонутрин, iPLA2-эпсилон) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают PNPLA3 человека, мыши и крысы; подходят для исследований липидного метаболизма и НАЖБП.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PNPLA3 кроличья поликлональная антитела
Примечания/Альтернативные названия	ADPN; C22orf20; iPLA(2)epsilon; PNPLA3
Вид	Человек
ID гена (человек)	80339
ID гена	80339
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 377-481 человеческого PNPLA3 (NP_079501.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NST1
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	С холодоэлементом