


Polr2E Rabbit Pab - P19388

Артикул: CM0019385



введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого POLR2E (RPB5/RPABC1), общей субъединицы РНК-полимеразы. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (ИНС-Р), ИФ (IF/ICC) и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR2E Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RPB5; XAP4; RPABC1; hRPB25; hsRPB5; POLR2E
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5434
ID гена	5434
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-210 человеческого POLR2E (NP_002686.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИНС-Р, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P19388
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	В ледяном пакете