


Polr2I, Поликлональное Антитело Кролика — P36954

Артикул: CM0020312



введение

Поликлональное антитело кролика к субъединице RPB9 ДНК-зависимой РНК-полимеразы II (POLR2I) для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками человека и мыши; подходит для исследований транскрипции Pol II.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	POLR2I, поликлональное антитело кролика
Примечания/синонимы	RPB9; hRPB14.5; POLR2I
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	5438
Идентификатор гена	5438
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-125 человеческого POLR2I (NP_006224.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P36954
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет со льдом