


Кроличье Моноклональное Антитело К Рр2А Alpha/Beta Для ВБ, Игг-П, Иф/Икк, Ифа — P67775 / P62714

Артикул: CM0009734



введение

Кроличье моноклональное антитело к PP2A alpha/beta, валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК и ИФА. Реагирует с каталитическими субъединицами PP2A человека, мыши и крысы, необходимыми для исследований серин/треонинфосфатазной активности и передачи сигналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PP2A alpha/beta
Примечания/Синонимы	PP2Abeta; PP2CB; PP2A alpha + beta
Вид мишени	Человек
GeneID (человек)	5515/5516
GeneID	5515/5516
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-309 человеческого PP2A alpha + beta (P62714)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P67775/P62714
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	С ледяным пакетом