

Рра2 Кроличьи Раb Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9H2U2

Артикул: CM0018826

введение

РРА2 Кроличьи Поликлональные Антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга, Иммунофлуоресценции и ELISA. Перекрестно реагируют с РРА2 человека, мыши, крысы. Важный инструмент для изучения митохондриальной пирогосфатазы и клеточного энергетического метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РРА2 Кроличьи рAb
Примечания/Альтернативные названия	SCF1; SCFA1; HSPC124; SID6-306; РРА2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27068
GeneID	27068
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 33-100 белка РРА2 человека (NP_008834.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/IC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H2U2
Молекулярная масса белка	38 кДа
Доставка	В пакете со льдом