

Рраrα Кроличья Раb - Q07869

Артикул: CM0028140



введение

PPARα кроличья pAb, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Распознает PPARα человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований липидного метаболизма и ядерных рецепторов. Надежное сырье для IVD от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPARα кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	PPAR; NR1C1; hPPAR; PPARalpha; PPAR-alpha; PPARα
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5465
GeneID	5465
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-92 PPARα человека (NP_005027.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q07869
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом