

Кроличье Моноклональное Антитело К Ppbp Для Wb, If/Icc, Elisa — P02775

Артикул: CM0006050



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к PPBP от CamelBio, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Нацелено на основной белок тромбоцитов человека (CXCL7/NAP-2). Идеально подходит для исследовательских применений в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАт к PPBP
Примечания/синонимы	PBP; TC1; TC2; TGB; LDGF; MDGF; TGB1; B-TG1; CTAP3; CXCL7; NAP-2; SCYB7; THBGB; LA-PF4; THBGB1; Beta-TG; CTAPIII; CTAP-III; PPBP
Вид	Человек
GeneID (человек)	5473
GeneID	5473
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 59-128 человеческого PPBP (NP_002695.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P02775
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	Хладоэлемент