


Ppih Rabbit Pab - O43447

Артикул: CM0018600



введение

Рекомбинантное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого PPIH (CypH), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой. PPIH — это пептидил-пролил-изомераза и компонент сплайсосомы, идеальный объект для исследований сплайсинга и шаперонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPIH Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CYPH; CYP-20; USA-CYP; SnuCyp-20; PPIH
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10465
ID гена	10465
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O43447
Молекулярный вес белка	19кДа
Доставка	Сумка со льдом