


Рpil1 Кроличья Rab - Q9Y3C6

Артикул: CM0015450



введение

PPIL1 Кроличья rAb — это поликлональное антитело, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Оно распознает человеческий PPIL1 (CYPL1), пептидил-пролил изомеразу, ассоциированную со сплайсосомой и участвующую в сплайсинге мРНК и развитии мозга. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPIL1 Кроличья rAb
Примечания/Альтернативные названия	CYPL1; PCH14; hCyPX; PPIase; CGI-124; PPIL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51645
GeneID	51645
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-166 человеческого PPIL1 (NP_057143.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3C6
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом