


Поликлональное Антитело Кролика К Ppil2 Для Вб, Ифа - Q13356

Артикул: CM0027240



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к PPIL2, валидированное для применения в вестерн-блоттинге и ИФА, с перекрестной реактивностью к белкам человека и мыши. Идеально подходит для изучения функции убиквитинлигазы в сплайсинге и деградации белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к PPIL2
Примечания/Альтернативные названия	CYC4; CYP60; UBOX7; Cyp-60; hCyp-60; PPIL2
Вид	Человек
ID гена (человек)	23759
ID гена	23759
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-260 человеческого PPIL2 (NP_680481.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13356
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Холодильный пакет