


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Ppil4 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Elisa - Q8Wua2

Артикул: CM0024567



введение

Поликлональные кроличьи антитела против PPIL4 для обнаружения пептидил-пролил цис-транс изомеразы 4 (57 кДа) в образцах человека. Валидированы для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА (ELISA).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PPIL (кролик) pAb
Примечания/Псевдоним	HDCME13P; PPIL4
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID, Человек)	85313
Идентификатор гена (GeneID)	85313
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 301-492 человеческого PPIL4 (NP_624311.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8WUA2
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка со льдом