

Кроличья Поликлональная Антитело К Ppl Для Wb, If-P, Elisa - O60437

Артикул: CM0018080



введение

Кроличья поликлональная антитело к периплакину (PPL), валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ИФА (ELISA). Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследования биологии ороговевающей оболочки и десмосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к PPL
Примечания/Альтернативные названия	PPL
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	5493
ID гена	5493
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-130 белка PPL человека (NP_002696.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60437
Молекулярная масса белка	205 кДа
Доставка	С охлаждающим пакетом