

Кроличье Моноклональное Антитело К Ppm1G Для Вб И Ифа — O15355

Артикул: CM0003623

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого PPM1G (PP2Cγ). Валидировано для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА, детектирует фосфатазу с молекулярной массой 59 кДа, участвующую в клеточной сигнализации. Подходит для научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к PPM1G
Примечания/алиасы	PP2CG; PPP2CG; PP2CGAMMA; PPM1G
Вид	Человек
GeneID (человек)	5496
GeneID	5496
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 301–450 человеческого PPM1G (O15355)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15355
Молекулярная масса белка	59 кДа
Доставка	Хладоэлемент