


## Поликлональные Кроличьи Антитела Против Ppp1Cc Для Wb И Elisa - P36873

Артикул: CM0022179



### введение

Кроличьи pAb против PPP1CC, поликлональные антитела против каталитической субъединицы гамма человеческой серин/треонин-протеинфосфатазы PP1. Валидированы для WB и ELISA, подходят для исследований клеточного цикла, циркадных ритмов и сигнального пути MAPK.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PPP1CC Rabbit pAbAb                                                                                                                 |
| Примечания/Псевдоним      | PP1C, PP-1G, PPP1G, PPP1CC                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| GeneID                    | 5501                                                                                                                                |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-323 человеческого PPP1CC (NP_002701.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                             |
| SWISS                     | P36873                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 37 кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                      |