

Кроличье Поликлональное Антитело Против Prkar1A (Валидировано Методом Нокаута) Для Wb, If/Icc, Elisa - P10644

Артикул: CM0016684



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого PRKAR1A, валидированное методом нокаута, подходит для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Предназначено для исследований сигнального пути цАМФ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано методом нокаута] Кроличье поликлональное антитело против PRKAR1A
Примечания/псевдонимы	CAR; CNC; CNC1; PKR1; TSE1; ADOHR; PPNAD1; PRKAR1; ACRDYS1; 1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	5573
GeneID	5573
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-250 человеческого PRKAR1A (NP_002725.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10644
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Пакет со льдом